



AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE SAN LUIS OBISPO LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

Teléfono: (805) 781-5507 | Fax: (805) 781-1023
www.sloPublicHealth.org/Lab

INSTRUCCIONES PARA LA COLECCIÓN DE MUESTRAS Y TRANSPORTE

KIT DE COLECCIÓN DE HECES – Para pruebas PCR (GP o Norovirus) y/o cultivo

COLECCIÓN DE MUESTRAS Y TRANSPORTE

Temperatura: Temperatura ambiente (15-25 °C/59-77 °F) para Cary Blair Medium

Tiempo máximo de conservación: 4 días (tiempo desde la colección hasta la preparación de la prueba) para Cary Blair Medium

Vencimiento del kit: El kit debe utilizarse antes de la fecha de expiración indicada en la etiqueta del kit

Excepciones: Para cualquier excepción a las condiciones de colección, almacenamiento o transporte, por favor llame primero al laboratorio para discutirlo.

TIPOS DE MUESTRAS ACEPTABLES

Heces: 5 mL en medio Cary Blair (sólo lo suficiente para alcanzar la línea roja de llenado del vial amarillo).

Nota: También se aceptan heces crudas en un recipiente estéril, pero deben almacenarse y transportarse refrigeradas y recibirse en el laboratorio dentro de las 24 horas de la colección.

OPCIONES DE PEDIDOS DE PRUEBA PARA ESTE KIT

6500: Panel PCR gastrointestinal (GP)

6100: Norovirus PCR

2200: Cultivo Heces — Estándar (*Salmonella*, *Campylobacter*, *Shigella*, *E. coli*, Shiga toxin)

2300: Cultivo Heces — Completo (Estándar+ *Yersinia*, *Vibrio*, *Aeromonas*, *Plesiomonas*)

Coprocultivos sólo para organismos específicos:

2220: *Salmonella*

2260: *Vibrio* species

2230: *Shigella*

2270: *Yersinia enterocolitica*

2240: *Campylobacter*

2310: *Aeromonas*, *Plesiomonas*

2250: *E. coli*



Vial Amarillo de
Cary Blair Medium

CRITERIOS DE RECHAZO

- Tiempo de espera no más de 4 días (1 día para heces crudas)
- El contenedor de muestras no está etiquetado
- El contenedor de la muestra tiene goteras o no está cerrado correctamente
- El volumen de la muestra no alcanza la línea roja de llenado del recipiente

COLECCIÓN DE MUESTRAS

1. Levante el asiento del inodoro y coloque el dispositivo blanco de recogida de heces en la parte trasera de la taza del inodoro; baje el asiento.
2. Pase las heces por el dispositivo blanco de recogida de heces.
3. Recoja las heces de las zonas que parezcan con sangre, pegajosas o aguadas. Si son firmes, recoja de ambos extremos y del centro.
 - a. Utilizando la cuchara incluida en el tapón, transfiera suficientes heces al vial para alcanzar la línea roja de llenado, no llene en exceso.



Colecta de heces
dispositivo

KIT DE COLECCIÓN DE HECES – Para pruebas PCR (GP o Norovirus) y/o cultivo

- b. Mezclar el contenido del vial con la cuchara; apretar cuidadosamente el tapón y agitar hasta que el contenido esté bien mezclado.
- c. Etiquete el vial (nombre, fecha/hora de recogida) y colóquelo dentro de la bolsa de muestras y ciérrela completamente.
4. Coloque el vial amarillo en la bolsa de muestras de riesgo biológico y ciérrela completamente.
5. Rellene completamente el formulario de requisición. Dóblelo por la mitad una vez y colóquelo en el bolsillo exterior de la bolsa de muestras de riesgo biológico (No dentro de la bolsa con la muestra).
6. Transporte a temperatura ambiente al laboratorio en el plazo de 4 días de la colección